



PRO
DENTAL
ORTHO

YEAR-END
DEALS

LE CATALOGUE DE PROMOTIONS

Découvrez les promotions sur une sélection issue de notre gamme de solutions orthodontiques innovantes, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l'orthodontie

Valable du 7 novembre
au 10 décembre 2025



www.prodentalortho.be

NEWS & ÉVÉNEMENT



NOUVEAUTÉ

Distribution: France, Belgique, Luxembourg

Depuis plus d'un an, Pro Dental Ortho distribue PSM médical, des solutions innovantes en ancrage squelettique avec les systèmes BENEFit® et mentoplate®, pour des traitements fiables et efficaces.

Infos et brochures sur: www.prodentalortho.be

WORKSHOP
Hands-on Course with
Orthodontie Schreurs
Skeletal Anchoring
Techniques, Live Insertions

Thursday, 26 February 2026
Thursday, 26 March 2026
2 days hands-on course

Genk - Belgium

Updated Version !
NEW FORMAT
2-Day Intensive Training
€2500 / day — or €4500 full
program*

**Early Bird
Offer 10% off**
*€4500 for 2 days
Book before
November 30, 2025

PRO
DENTAL
ORTHO

ÉVÉNEMENT

Workshop

Ce cours complet de 2 jours allie théorie, apprentissage basé sur des cas cliniques et pratique, avec l'opportunité de poser vous-même des mini-vis et dispositifs associés sous la supervision d'experts.

Toutes les infos sur:

www.prodentalortho.be

B.U.M 26 **psm**
MEDICAL
15th BENEFit
USER MEETING

19th & 20th June 2026
Düsseldorf, Germany

PRO
DENTAL
ORTHO

ÉVÉNEMENT

Le 15e BENEFit User Meeting se tiendra les 19 et 20 juin 2026 à Düsseldorf, avec des débats et conférences animés par des experts de renom comme Benedict Wilmes et Prof. Ravi Nanda. Inscrivez-vous avant le 30/09 et bénéficiez de **15% de réduction !**

Toutes les infos sur: www.prodentalortho.be

GENIUS™ SYSTEM

Offre découverte

STARTER KIT GENIUS SYSTEM

**BOÎTE OFFERTE
TUBES DE 7 OFFERTS**



COFFRET 10 CAS
GENIUS² METAL

2272,18 €HT



COFFRET 10 CAS
GENIUS² CRYSTAL^{ADVANCED}

2797,18 €HT

PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PRIX DE DÉPART HT	PRIX HT 25%	PRIX TOTAL
10 CAS GENIUS 2 METAL 6-6	OGSP321	10	240,40	180,30	1803
ARC THERMAL ULTRA NITI 014	3UEU00141	2	58,25	43,69	87,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 018	3UEU00181	2	58,25	43,69	87,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 14X25	3UEU14251	2	58,25	43,69	87,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 18X25	3UEU18251	2	58,25	43,69	87,38
ARC BETA TITANIUM 19X25	3UTT19250	2	79,77	59,83	119,66
GENIUS DRIVER	PEI.8001040	1	29,50	OFFERT	OFFERT
GENIUS DRIVER POUR FERMER LES BRACKETS	PEI.8001012	1	34,67	OFFERT	OFFERT

PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PRIX DE DÉPART HT	PRIX HT 25%	PRIX TOTAL
10 CAS CRYSTAL (5-5 3-3)	OGSC225	10	310,40	232,80	2328
ARC THERMAL ULTRA NITI 014	3UEU00141	2	58,25	43,69	87,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 018	3UEU00181	2	58,25	43,69	97,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 14X25	3UEU14251	2	58,25	43,69	87,38
ARC THERMAL ULTRA NITI 18X25	3UEU18251	2	58,25	43,69	87,38
ARC BETA TITANIUM 19X25	3UTT19250	2	79,77	58,06	119,66
GENIUS DRIVER	PEI.8001040	1	29,50	OFFERT	OFFERT
GENIUS DRIVER POUR FERMER LES BRACKETS	PEI.8001012	1	34,67	OFFERT	OFFERT

Tous les prix sont HT



GENIUS²METAL™

30 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISE	PRIX UNITAIRE HT REMISE
10,02€	720	25%	5409€	7,52€

50 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISE	PRIX UNITAIRE HT REMISE
10,02€	1200	32%	8173,50€	6,81

100 CAS


PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISE	PRIX UNITAIRE HT REMISE
10,02€	2400	35%	15626€	6,51€

Tous les prix sont HT

POUR 50 CAS ACHETÉS
10 BOITES D'ARCS

POUR 100 CAS ACHETÉS
25 BOITES D'ARCS

*A utiliser pendant la durée de promotion



-40%



**1 BOITE DE RANGEMENT
DE BRACKETS OFFERTE**
pour toute promotion

NOUVELLE
DIMENSION FACILITE
L'OUVERTURE DU BRACKET
GENIUS




Réf. PEI.8001040

Réf. PEI.8001012

-50%

Vidéo d'utilisation des
instruments Genius





30 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISÉ	PRIX UNITAIRE HT REMISÉ
19,40€	360	25%	5238€	14,55€


50 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISÉ	PRIX UNITAIRE HT REMISÉ
19,40€	480	32%	6332,16€	13,19€

100 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISÉ	PRIX UNITAIRE HT REMISÉ
19,40€	1200€	38%	14433,60€	12,03€

+1 BOITE DE RANGEMENT DE BRACKETS OFFERTE POUR TOUTE PROMOTION



-50%


NOUVELLE DIMENSION
FACILITE L'OUVERTURE
DU BRACKET GENIUS



Crystal 0. ORTHO Partnerce Réf. PEI,8001040

Réf. PEL8001112

ARCS GENIUS GENIUSTMSYSTEM



ARCS THERMAL ULTRA

Forces légères et physiologiques

ARCS BÉTA TITANE

Les mieux dimensionnés du marché

A PARTIR DE 20 PAQUETS

D'ARCS THERMAL ULTRA, THERMAL PLUS
OU BETA TITANE

THERMAL ULTRA/THERMAL PLUS AVEC STOPS (BOITE DE 10 ARCS)

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX HT TOTAL REMISÉ	PRIX HT UNIT. REMISÉ
58,25	20	30%	815,50€	40,78

BETA TITANIUM (BOITE DE 10 ARCS)

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX HT TOTAL REMISÉ	PRIX HT UNIT. REMISÉ
79,77	20	30%	1 116,78€	55,84

-35% à partir de 30 paquets

TUBE GENIUS IITM à coller 2ème molaire GENIUS II TM TUBE 2nd molar Bondable

NEW!



Maxillaire Maxillary	Torque	Larg./ Width	Ang.	Rot./Dis- tal Ofset	Thick Ness	Gauche Left	Droit Right
▲ Maxillaire Maxillary	-18°	2,4mm	0°	3°	0,49mm	GSP327H	GSP317H
▼ Mandibulaire Mandibulary	-23°	-2,4mm	0°	0°	0,49mm	GSP337H	GSP347H

Grâce aux avancées technologiques, nous avons développé une nouvelle base qui s'adapte à toutes les 2ème molaires.

Conditionnement = boîte de 10 tubes.

GENIUSTM 2 METALTM



TUBE DE 7-GENIUS II (SACHET DE 10) I PRIX UNITAIRE HT	QUANTITÉ MIN.	REMISE	PRIX HT REMISE
5,24€	40	25%	157,20€
TUBE DE 6-GENIUS II GRANDE BASE (SACHET DE 10) I PRIX UNITAIRE HT	QUANTITÉ MIN.	REMISE	PRIX HT REMISE
9,99€	40	25%	299,85€



Taille de la gorge précise
precise slot size

Nettoyage simplifié
Simplified deup

Optimisation du collage grâce à la base maze
Improves Bonding strenght thanks to maze base

LE SMART TWIN

Le design d'une seule pièce par MIM rend ce bracket très résistant et précis. Il peut être utilisé pour tous les cas cliniques et il permet d'obtenir facilement tous les torques et angulations désirés.

- Acier inoxydable grade 17-4
- Peu de profondeur pour plus de confort et une meilleure adhésion
- Le design Maze de la base montre d'excellents résultats d'adhésion de 11-12 Mpa en comparaison avec une base tissée classique
- Ligne centrale pour un placement aisé du bracket
- Le torque dans la base permet de positionner les brackets d'une manière plus précise pendant le collage
- Codes couleurs et points de repères pour une identification plus facile
- + Nano polissage et une surface ultra-lisse pour un meilleur confort du patient
- + Des ailettes rétentives pour ligaturer efficacement
- Taille de la gorge précise, nettoyage simplifié, optimisation du collage grâce à la base maze

SMART TWIN

50 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISÉ	PRIX HT UNITAIRE EMISÉ
2,35€	1000	40%	1410€	1,41€



100 CAS

PRIX HT UNITAIRE	QUANTITÉ MINIMALE	REMISE	PRIX TOTAL HT REMISÉ	PRIX HT UNITAIRE EMISÉ
2,35€	2000	50%	2 350€	1,18€

Tous les prix sont HT

FILS ET ARCS WIRES AND ARCHWIRES

- .014 THERMAL ULTRA 8 à 16 semaines.
- .018 THERMAL ULTRA 8 à 16 semaines.
- .014 THERMAL ULTRA 8-16 weeks.
- .018 THERMAL ULTRA 8-16 weeks.



Genius™ Arch System

- .014x.025 THERMAL ULTRA .018x.018 ou .020x.020 (supérieur et inférieur) de 10 à 15 semaines.
- .018x.025 THERMAL ULTRA (supérieur et inférieur) de 6 à 8 semaines (contrôle des axes et recollage si nécessaire).
- .014x.025 THERMAL ULTRA and .018x.018 or .020x.020 (upper & lower) for 10-15 weeks.
- .018x.025 THERMAL (upper & lower) and quality control at 6 weeks to rebound or go to next sequence. 6-8 weeks.



- Si un torque supplémentaire est nécessaire sur les dents antérieures: .019x.025 GENIUS PRÉ-TORQUÉ à 20° 5 à 12 semaines.
- If extra torque is necessary on anterior teeth, .019x.025 GENIUS PRE-TORQUED with an extra 20° torque on anterior for 5-12 weeks.

1 Alignement Aligning

2 Nivellement Leveling

3 Optimisation du torque Establishment phase

En cas d'extractions :

- .019x.025 ACIER avec crochets présoudés pour mécanique de glissement basse friction par module élastique ou ressort Ni-Ti 10 à 20 semaines.

If necessary:

- .019x.025 STAINLESS STEEL posted for low friction space closure with elastics modules or niti coil springs. 10 to 20 weeks.

4 Phase de travail Working phase

5 Fermeture d'espace Space closure

6 Finition Finishing phase

- .019x.025 BETA TITANIUM individualisé, dans les cas de Classe I ne nécessitant pas le port d'EIM II ou III.

- .019x.025 ACIER avec crochets présoudés, 5 à 8 semaines pour fermeture des espaces et port d'EIM.

- .019x.025 BETA TITANIUM with individualized arch form. Ultimate finishing wire in class I cases without the need for A-P interarch elastics.

- .019x.025 STAINLESS STEEL posted or non posted, for A-P occlusal correction with interarch elastics. 5-8 weeks.



Si nécessaire :

- .019x.025 BETA TITANIUM individualisé pour de meilleures finitions et pour le port d'EIM d'intercuspation 4 à 8 semaines.

If necessary:

- .019x.025 BETA TITANIUM with individualized arch form. Ultimate finishing wire for targeted torque and alignment corrections, with interarch intercuspation elastics for ideal occlusion. 4-8 weeks.

GENIUS BAR™

CLASS II CORRECTOR

Prix HT avant promo lot de 2: droit + gauche	*Remises A partir de 3 sets	Prix HT remisé
174€	30%	*121,80€
	*Remise A partir de 6 sets	Prix HT remisé
174€	40%	*104,40€



SIZE

16 mm

18 mm

20 mm

23 mm

25 mm

27 mm

THE GENIUS BAR

Genius BAR is a universal Class II or III corrector. Genius BAR is made by MIM Technology in ASTM F75 (CoCrMo Alloy). The retentive base is made with high-frequency laser system for excellent bond strength. Genius BAR can be used with any orthodontic adhesive. Genius BAR is available in six sizes, from size 16, 18, 20, 23, 25 and 27.

FEATURES:

- Rounded hook - provides easy placement of elastics and other attachments on the canine
- Free movement on molar - facilitates easy placement (in and out molar position)
- Consistent - provides consistent radius on all sizes
- Universal - designed to be used on either left and side sides
- Resistance - retentive base features laser-cut undercuts to increase bond strength

Genius BAR can be used alone or with other orthodontic aligners. Genius BAR can also be used for Class III malocclusion by placing it on the lower arch.

HOW TO USE:

1. Measure the distance from the middle of the canine to middle of the molar buccal surface (or premolar, if needed).
2. Select the Genius BAR from the 6 available sizes.
3. Etch and apply bonding to the canine and molar areas.
4. Put adhesive to the canine and molar areas of the Genius BAR then attach to the surfaces of the teeth then cure.
5. Use suggested elastics from the canine hook to the lower hook of molar buccal tube (Class II) or upper hook of molar buccal tube (Class III).

ADVANTAGES:

- Control on the molar - canine segment. The connection system, as been designed with tight tolerances to increase treatment effectiveness by minimizing undesired inter-arches or canine movements.
- Effectiveness - The position of the hook on the canine medial side increases the appliances effectiveness by increasing horizontal forces to vertical extrusion.
- Easy positioning - The mesiodistal and occluso-gingival positioning lines facilitate the positioning of the socket on the tooth (pls check if this is applicable to Genius BAR)
- Reduced treatment time - the use of Genius BAR improves the molar-canine relationship which speeds up the orthodontic treatment.
- Comfort - The smooth and low-profile design improves patient comfort and compliance during treatment.

Chaînettes Power Ideal Chains 0.5

Chaînettes fine à force légère

Type

Clear Type

Narrow

620PPC07

0.5mm

Medium

620PPC09

0.5mm

wide

620PPC11

0.5mm

Gris

620PPC08

620PPC10

620PPC12

PRIX HT AVANT PROMOTION	REMISE	PRIX HT REMISÉ*
39,50€	30%	*27,65€

*Achat minimum: 5 chaînettes

Pinces Hammacher pour gouttières

-10%

THE GUN

REF: HSK 561-01

PRIX HT REMISÉ

442,94€

-10%

SLOT MACHINE

REF: HSK 564-04



PRIX HT REMISÉ

596,21€



NEW

Expert en ancrage squelettique
Implants orthodontiques de référence
Solutions TAD innovantes
Ancrages orthodontiques de précision
Systèmes BENEFIT® / mentoplate®



Belgique - France - Luxembourg

www.prodentalortho.be

Stop à clipper

**-25% À
L'ACHAT DE
MINIMUM 20
SACHETS**

CRIMPABLE HOOK BALL

CROCHET À CLIPPER EN FORME
BOULE
(10)



Réf.: 412M3342

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

CRIMPABLE HOOK MUSHROOM

CROCHET CHAMPIGNON
(10)



Réf.: 412M3352

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

CRIMPABLE HOOK CURVED LEFT

CROCHET
À CLIPPER GAUCHE
(10)



Réf.: 412M3322

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

CROCHET À CLIPPER DROIT
(10)



CRIMPABLE HOOK
CURVED RIGHT

Réf.: 412M3332

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

CROCHET À CLIPPER ACIER
GAUCHE
(10)



STEEL CRIMPABLE HOOK LEFT

Réf.: GH.AUX631CL

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
45€	25%	*33,75€

CROCHET À CLIPPER
ACIER DROIT
(10)



STEEL CRIMPABLE HOOK RIGHT

Réf.: GH.AUX631CR

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
45€	25%	*33,75€

Stop à clipper

STOP EASY
(10)



Réf. : 422M3312

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

MULTI CRIMP HOOK (10)



RIGHT Réf. : 0509173
LEFT Réf. : 0509177

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
50€	25%	*37,50€



MULTI CRIMP HOOK (10)



RIGHT Réf. : 0509174
LEFT Réf. : 0509178

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
50€	25%	*37,50€


MULTI CRIMP HOOK (10)



RIGHT Réf. : 05091759
LEFT Réf. : 0509177

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
50€	25%	*37,50€

MULTI CRIMP HOOK (10)



LEFT Réf. : 0509180
RIGHT Réf. : 0509176

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
50€	25%	*37,50€

ZERONIK TM BUTTON (10)
BOUTON LINGUAL
(10)



Réf. : 431M2161

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

EYELET BONDABLE ROUND (10)



Réf. : 461M3172

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

BONDAGE HOOK BUTTON (10)



Réf. : 0LZ22314

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

Stop à clipper

**-25% À
L'ACHAT DE
MINIMUM 20
SACHETS**

TRACTION HOOK CAPLIN ROUND (10)



Réf. : 412M3172

CROCHET À CLIPPER

Pour tous les fils rectangulaires (50)




CRIMPABLE HOOK

For all rectangular wires. (50)

Réf : OLZ85-622

CROCHET CHIRURGICAL DROIT À CLIPPER(50)



Réf. : OLZ007623

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
130€	40%	*78€

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
130€	40%	*78€

MULTI HOOK BUTTON (10)



Réf: OLZ29305

POWER HOOK (10)



RIGHT Réf: OLZ22312RB

LEFT Réf: OLZ22311LB

WARREN SPRING .018 X .025 SMALL / MEDIUM (10)



Réf: OLZTS18253

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
35€	25%	*26,25€

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
80€	25%	*60€

Auxiliaries Value Line

NEW

**40% À L'ACHAT DE
MINIMUM 20
SACHETS**

OPEN COIL SPRING NITI

Spool 10 x 30 light 21"



Réf : DL390222

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
25€	40%	*15€

CAPLIN HOOK

traction hook round caplin (10)



Réf : DL290007

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
25€	40%	*15€

TRACTION HOOK EYELET

(10)



Réf : 7S4036

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
25€	40%	*15€

BONDABLE LINGUAL BUTTON

perforated round (10)



Réf : 7S40024

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
25€	40%	*15€

NITI CLOSED COIL SPRING EYELET

9mm med hvy 0,10 x 0,30 (10)



Réf : DL390061 : 9mm med hvy 0,10 x 0,30 (10)

Réf : DL390060 : 6mm med hvy 0,10 x 0,30 (10)

Réf : DL390062 : mm med hvy 0,10 x 0,30 (10)

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
25€	40%	*15€

NITI DISTALIZING COIL


7" lenght 0,10 x 0,45 (3)



Réf : DL390037

Prix HT avant promo	Remise	*Prix HT remisé
50€	40%	*30€

7 Traitements - 1 seul appareil SD Etch'Air

Sableuses sur raccord - turbine		Sur arrivée d'air
		
Sableur SD Etch'Air raccord universel 2 à 6 trous		Raccord Quick Disconnect
• Se visse directement sur tous les raccords de turbine 2 à 6 trous. • Contrôle du débit d'air à la pédale. • Poids : 60g - Longueur : 6 cm.		• Raccord rapide à l'arrivée d'air du compresseur • Manomètre intégré pour le réglage de la pression. • Bouton d'activation sur la pièce à main. • Poids: 135g
Accessoires		
Limiteur de pression (2,8 bars) Se fixe rapidement sur le tuyau des sableuses raccord Kavo, Sirona, W&H, NSK ou Bien Air Poids : 14 g. - 1 cm		Manomètre de Contrôle Se fixe sur les sableuses Etch'Air comme un embout jetable.
		
Raccord	Type Bien Air	Type Kavo
	Type NSK	Type Sirona
	Type W&H	

6 poudres - 2 tailles d'embouts



Reassorts embouts jetables - boîte de 25		Code Couleur	Petits embouts 4 surfaces dentaires par embout	Gros embouts 16 surfaces dentaires par embout	Buse
Alumine 27µm	• Amélioration de la liaison adhésive sur dentine; tenon fibre; composite...	Rouge	X	X	
Alumine 50µm	• Amélioration de la liaison adhésive sur émail, métal • Nettoyage des provisoires, brackets..	Noir	X	X	
			-	X Buse facés linguales	
CoJet™ (3M)	• Collage sur métal et zircone • Réparation de céramo-métalliques • Alternative à l'acide fluorhydrique	Brun	X	-	
Carbonate de calcium	• Polissage de surface • Nettoyage des tâches et décolorations	Jaune	-	X	
Sylc	• Traitement des sensibilités, reminéralisation, nettoyage prophylactique	Rose	-	X	
Glycine	• Nettoyage du biofilm • Traitement des parodontites et péri-implantites	Orange	X	-	

Rencontrez L'équipe



Laurence Henry - Manager



Ingrid Meyer - Communications officer



Join us ! — we're hiring an Office Assistant.

pour postuler : info@prodentalortho.be

PRO DENTAL ORTHO



+32 476 91 18 10

INFO@PRODENTALORTHO.BE

WWW.PRODENTALORTHO.BE

FORGE DU HAUT MARTEAU 2
6500 RENLIES | BELGIUM

**ORTHO
partner**
À la pointe de l'innovation / Leading Innovation

Hamacher
Instrumente

psm

**GENIUS
SYSTEM**
THE ART OF DENTISTRY

sdC **SWISS
dentaCare**
QUALITY DENTAL PRODUCTS

SCHEU
Dental Technology

**AKOBI
DENTAL**
Quality for Dentist

Belgique - France - Luxembourg

VAT: BE0643937666